

KUL18

Kod: **YM974.7110.01**

EAN: **8683517410641**

Kära kund,

Grattis till ditt nya Silverline kolfilter

- Observera att detta kolfilter inte är återanvändbart!
- Kolfiltret bör bytas ut efter 3–4 månader vid daglig användning.

När kolfiltret används måste det bytas ut mot ett nytt kolfilter. Detta kolfilter kan köpas via en återförsäljare. Beställ den med detaljerna nedan:

Produktnamn: **KUL18**

Artikelkod: **YM974.7110.01**

MONTERING:

Kolfiltret måste installeras inuti ventilatorn. Efter att ha tagit bort skivan, det U-formade fettfiltret och vätskeuppsamlingslådan, ta bort kolfilterhöljet på baksidan till vänster. Efter att ha tagit bort plastlocket, placera kolfiltret i kolfilterhuset.